

## Hinweis zur Kundeninformation: CIN174

### trophon® 2 Version 1.7 Software Release

Nanosonics hat ein neues Software-Release für das trophon2-Gerät, Version 1.7, veröffentlicht.

Zu den wichtigsten Neuerungen dieser Softwareversion gehören:

- **Es wurde eine Möglichkeit zum Nachschlagen historischer Zyklen hinzugefügt, um die zugehörigen Etiketten neu zu drucken.**
- **Verbesserter AcuTrace-Workflow beim Abschluss eines Zyklus.**
- **Aktualisierte Geräteverbindungsfunktionen.**
- **Die Standardeinstellungen für den Sleep-Timer wurden auf AUS gesetzt.**
- **Beim Exportieren von Geräteprotokollen wurde das Feld Operator verschlüsselt.**
- **Verbesserung der Softwaresicherheit und der Zuverlässigkeit der Geräte.**

Das trophon2 Benutzerhandbuch wurde aktualisiert, um die Softwareänderungen zu berücksichtigen. Die neueste Version des trophon2-Benutzerhandbuchs kann online über die Nanosonics Academy oder Ihr regionales Nanosonics-Kundenzentrum abgerufen werden.

Wenn Ihr trophon2-Gerät von einer Softwareversion vor Version 1.6 aktualisiert wird, sollten Sie auch die entsprechenden Kundeninformationsblätter (CIN) der früheren Softwareversionen lesen, um sicherzustellen, dass Sie mit allen Änderungen an Ihrem trophon-Gerät vertraut sind. Die CINs sind im Bereich "Product & Clinical Information" Ihres regionalen Nanosonics-Kundenzentrums erhältlich.

Die trophon® -Familie umfasst die Geräte trophon® EPR und trophon® 2, die die gleiche Kerntechnologie des "schallaktivierten" Wasserstoffperoxids nutzen.

*Nanosonics, trophon, AcuTrace, NanoNebulant und Sonex-HL sind Warenzeichen von Nanosonics Ltd.*